



# exeol OPA

## Desinfectante de alto nivel

► Solución lista para usar a base de ortoftaldehído para la desinfección final por inmersión de dispositivos médicos termosensibles reutilizables, semicríticos y críticos, invasivos y no invasivos previamente limpiados.

- Solución lista para usar.
- Control de la validez del baño mediante tira de prueba (medición del nivel de ortoftaldehído).
- Tiempo de contacto a partir de 5 minutos.
- Activo sobre las esporas de *Clostridium difficile*.
- Solución ligeramente perfumada.



### INSTRUMENTOS ENDOSCOPIA

#### PRODUCTO

ALTO  
NIVEL

PH  
NEUTRO

#### BUENAS PRÁCTICAS



Archivo del producto disponible en  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

#### Instrucciones de uso

- exeol OPA está listo para usar.
- exeol OPA se utiliza sin diluir en dispositivos médicos limpiados previamente.
- exeol OPA puede utilizarse durante un máximo de 30 días.

Controlar regularmente la validez del baño con las tiras de control **exeol strips OPA**.

Antes de usar **exeol OPA** realizar una limpieza previa o una limpieza mecánica completa, y un aclarado intermedio de los dispositivos médicos que se van a tratar. Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón.

1. Desenroscar el tapón del bidón y transvasar el contenido a la cubeta. Volver a cerrar el bidón después de su uso.
2. Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Garantizar la irrigación de los canales si están presentes. Cubrir la cubeta.
3. Tiempo de contacto: a partir de 5 min., según el espectro de actividad deseado.
4. Aclarar cuidadosamente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) antes de volver a utilizarlo.
5. Antes de almacenar, secar los dispositivos mediante aire médico sobre una superficie seca limpiada previamente.

#### exeol strips OPA:

1. Sumergir la tira de control **exeol strips OPA** durante 1 segundo en **exeol OPA**.
2. Sacudir ligeramente la tira de inmediato para eliminar el exceso de líquido.
3. Exactamente 60 segundos después de la extracción de **exeol OPA**, observar el color de la área de prueba y compararlo con las imágenes de referencia en el envase. Nunca se debe interpretar el color antes de 60 segundos (1 minuto) después de la extracción.

La tira **exeol strips OPA** es sensible y específica al 100 %, siempre que se cumplan las instrucciones de uso.

DM de clase IIb  
Marcado CE obtenido en 2023



**Medifar**  
[www.medifar.com](http://www.medifar.com)  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ  
exeol**  
UNA DIVISIÓN DE SODEL

# exeol OPA

## Desinfectante de alto nivel

### Propiedades microbiológicas

Condiciones de limpieza, listo para usar, 20°C:

|                                                | ENSAYOS              | CEPAS                                                                    | TIEMPO DE CONTACTO |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bactericida                                    | EN 13727<br>EN 14561 | <i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i> | 5 min.             |
| Fungicida                                      | EN 13624<br>EN 14562 | <i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>                        | 5 min.             |
| Micobactericida                                | EN 14348<br>EN 14563 | <i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i>                         | 5 min.             |
| Virucida                                       | EN 14476             | Poliovirus, Adenovirus, Norovirus                                        | 5 min.             |
|                                                | EN 17111             | Adenovirus, Norovirus                                                    |                    |
| Esporicida contra <i>Clostridium difficile</i> | EN 17126             | <i>Clostridium difficile</i>                                             | 15 min.            |
| Esporicida                                     | EN 17126             | <i>Bacillus subtilis, Bacillus cereus</i>                                | 30 min.            |

### Presentación comercial

- Caja 4 x 5L: EXS0095
- Tubo 50 tiras de control **exeol strips OPA**: AC0217 (Z11), AC0231 (MX), AC0233 (CO), AC0235 (EC), AC0256 (PY)



| Composición                                    | Características                                                                                                                                                 | Precauciones                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Phthalaldehyde (OPA) al 0,55% y excipientes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pH: 7 - 8</li> <li>▪ Perfume*: Perfumado - Flor de algodón</li> <li>▪ Color: Azul</li> </ul> <p>*Perfume sintético</p> | <p>Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Una vez abierto, el producto puede utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.</p> <p><b>UFI : NW49-107C-K00T-QXET</b></p> |

### SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
www.exeol.fr

**Medifar**  
www.medifar.com  
Buenos Aires +54 9 11 2732-4775  
Bahía Blanca +54 9 291 437-5533  
Ushuaia +54 9 2901 41-4889

**SANTÉ**  
**exeol**  
UNA DIVISIÓN DE SODEL